

OSMO
オスモ



非接触高感度温度計 INT-50

Thermometer OSMO OSMO(オスモ)

- 非接触測定で簡単、約1秒のクイック測定
- 高感度測定の誤差約 ±0.2°C

商品情報

- 商品名：非接触型高感度温度計 OSMO(オスモ)
- 型式：INT-50
- 外形寸法：95 (W) ×40 (L) ×138 (H) mm
- 本体材質：ABS 他
- 重量：約85g (電池は除く)
- 電源：単4乾電池×2本 ※別売りとなります。
- 測定方式：非接触
- 測定距離：約1cm~4cm
- 測定時間：約1秒
- 測定範囲：Body Mode/34°C~42.9°C (93.2°F~109.2°F)
Surface Mode/0°C~100°C (32°F~212°F)
- 測定精度：約±0.2°C(約±32.36°F)/Body Mode
約±2°C(約±35.6°F) /Surface Mode
- 自動電源OFF：約10秒後
- 記録保存数：50件
- 測定回数：約15,000回 ※乾電池フル装填時

●JAN：4930444002765

●ITF：14930444002762

軽量で
持ちやすい
デザイン設計

見やすい
大型液晶
ディスプレイ

メモリー機能
最大50件分

省エネ
自動電源
OFF機能

単4乾電池×2本使用(別売り)